

QUICKIE

アイリス クイッキー I R I S

The Superior Standard for Wheelchair Tilt Technology



アイリス クイッキー I R I S がモデルチェンジ！ ※2012年1月10日

多くの新開発オプションとともに、お求めやすい価格で登場です！

■基本価格：300,000円

シートパンおよび角度調整式フットプレートが標準装備されます。

スムーズなティルト操作！
新開発のローテーションシステム！

最大ティルト角度 60°！
ニーズに合わせて角度を設定できる！

■ 2種類から選択できるティルト機能

●ティルト角度が40度と55度から選べるようになりました。

40度 (-5°～35°、0°～40°、5°～45°)、55度 (-5°～50°、0°～55°、5°～60°)

※リクライニングバックレストを選択する場合は、ティルト角度40度モデルのみ選択できます。55度モデルは選択できません。



ティルト角度40度モデル

●さらにコンパクトなティルトが必要な方へ



ティルト角度55度モデル

●大きなティルト角度が必要な方へ

ACCESS
international

この資料に記載の会社名、製品名は、その会社の登録商標または商標です。また記載された仕様、デザイン、価格などは予告なく変更になることがあります。写真は印刷のため実際の製品の色、大きさと異なる場合があります。

Nothing Beats a Quickie™

クイッキー I R I S がモデルチェンジ！

多くの新開発オプションとともに、お求めやすい価格で登場です！

■ ローテーションシステム

※1



- IRIS とは、Intelligent Rotation In Space の略。これまでのティルトを超えた次世代のティルトシステムです。後ろに倒すだけでなく、アーク状のレールに沿って円を描くようにスライドします。この方式によりコンパクトでありながら大きなティルト角度を実現しました※1

■ 新型クイッキー IRIS の新しいオプション

- ケーブルマネジメントシステムにより、すっきりとした外観と使いやすさを実現しました※2
- ティルト角度が 40 度と 55 度から選べるようになりました※1
40 度 (-5°~35°、0°~40°、5°~45°)、55 度 (-5°~50°、0°~55°、5°~60°)
- 改良された角度調整式のストローラーハンドル。
- スイングアウトに加えてスイングインもするようになったフットレストハンガー。
- 前部シート高は、12.5"(31.8cm) ~ から選択できます。



※2

※2



※3



※4



- 車載用取り付け金具 (固定用フック) の位置が使いやすい位置になりました※3
- ティルトのためのレールにライン状の隆起部分が作られ、受け部分の溝とともに横揺れの防止をします※4
- 高さ調整アームレストのデザインが一新されました※5
- クリア・スポークガードのデザインが一新されました。
- フレームカラーに新色が加わり、いくつかの旧色がなくなりました。



※5

※リクライニングバックレストを選択する場合は、ティルト角度 40 度モデルのみ選択できます。55 度モデルは選択できません。

ACCESS
international

株式会社
アクセスインターナショナル
URL : <http://www.accessint.co.jp>
Eメール : info@accessint.co.jp

販売店

■ 東京本社 : 〒176-0003 東京都練馬区羽沢3-40-7
TEL : 03-5912-8611 FAX : 03-5912-8622
■ 大阪営業所 : 〒590-0982 大阪府堺市堺区海山町4-163-11
TEL : 072-223-1152 FAX : 072-223-1154

この資料に記載の会社名、製品名は、その会社の登録商標または商標です。また記載された仕様、デザイン、価格などは予告なく変更になることがあります。写真は印刷のため実際の製品の色、大きさと異なる場合があります。この資料の記載内容は 2012 年 1 月現在のものです。