

ジッピーTSが新価格になりました！ ※2012年1月10日
 多くの新開発オプションとともにお求めやすい価格で登場です！

■基本価格（固定フレーム）300,000円

■基本価格（折りたたみ式）310,000円

シートパンおよび角度調整式フットプレートが標準装備されます。



1. 新型ジッピーTSの改善ポイント

ジッピーTSは使われる方の成長に合わせての拡張が可能です。

- 身長伸びに対応する拡張機能は、
フレームやフットレストハンガーに組み込まれています。
- 体の幅の成長への対応は、
左右のフレームを繋ぐストラットチューブ等の交換で可能になります。



2. トゥルーフィットプログラム

ジッピーTSを購入された方には購入から5年の間に1回の無料拡張が受けられるトゥルーフィット・プログラムが用意されています。

トゥルーフィット・プログラムでは以下の部品が無料で交換されます。

（別途、作業工賃がかかる場合がございます。詳細は販売店までお問い合わせください）

- ストラットチューブ
 - クロスバー
- ※折りたたみ式のみ



3. 新型ジッピー TS の新しいオプション



※ 2

- 簡単に調整のできるバックレスト・ブラケット※¹
- スイングアウトに加えてスイングインもするようになったフットレストハンガー※²
- ホイールロックのデザインが（カーブタイプ）に一新されました※³
- ハブ・ロックレバーのデザインが一新されました※⁴



※ 1



※ 3



※ 4



※ 5

- フットリリース（足での操作）によるティルト・スイッチ
- 従来と同様にコンパクトに収納するために
フォルディングモデルもご用意しています。
- 改良された角度調整式のストローラーハンドル※⁵
- 車載用取り付け金具（固定用フック）の位置が
使いやすい位置になりました。
- ティルトのためのレールにライン状の隆起部分が作られ、
受け部分の溝とともに横揺れの防止をします。
- 高さ調整アームレストのデザインが一新されました※⁶
- クリア・スポークガードのデザインが一新されました※⁷
- フレームカラーに新色が加わり、いくつかの旧色がなくなりました。
右図※⁸は蓄光色「グロウ」。



※ 6



※ 7



※ 8