

SmartDrive

Be free with power.

スマートドライブ MX2



ACCESS
international

SmartDrive
powered by max mobility



スマートドライブは
自由とパワーを車いすユーザーに与える
革新的な電動アシストです。

- **パワフル**
勾配のある道や毛足の長いカーペットでも軽々走行。
- **直感的**
漕ぐだけで電動アシストが作動。タップで手動に戻る。
- **シンプル**
電源を入れたら充電せずに1日中可能。
- **フレキシブル**
ウイリーや段差の上り下がりなど思い通りにコントロール。
- **軽量**
装着していることを忘れるくらい軽量。外せば元に戻る。



New スマートドライブ
MX2 新登場!



よりコンパクトで便利
になったバッテリー内
臓型ドライブホイール

バッテリーユニットが内蔵されたので取り付けはワンタッチ。より早く簡単になりました。ドライブホイールをブラケットにつけるだけで準備完了!



インテリジェント
リストコントロール

これまでのボタンに替わる新開発のインテリジェントリストコントロールはスマートでファッショナブル。電源オンオフと走り出す時、止まる時の動作を感知してドライブホイールに伝えます。



折りたたみ式車いすにも
取付可能

クイックリリース取り付けバーを待ち望まれていた折りたたみ式車いすへの取付けも無料オプションで実現。バネを引き、フランジに取付けるだけ。取外しもワンタッチです。

