

注文日	ご購入者様名		
代理店様名	TEL	FAX	
ご購入者様施設/病院名		施設/病院担当者様名	

### 基本価格

XES00001  クイッキージノン2 SA 基本価格 ¥320,000

### 車いす寸法

シート幅 - フレームチューブの外側から外側を採寸してください。

無料オプション

32cm	34cm	36cm	38cm	40cm	42cm	44cm	46cm	48cm	50cm	XESSW32-50
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

シート奥行き

無料オプション

34cm	36cm	38cm	40cm	42cm	44cm	46cm	48cm	50cm	XESSD34-50
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
フレーム長は38センチ幅用			シート奥行きに合ったフレーム長						

フロントシート高 : キャスターやフォークの選択により、設定できる高さが異なります。

無料オプション

		フォーク	フロントシート高 (cm)								
			43	44	45	46	47	48	49		50
キャスター	3"	111mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						XES31143-45
		123mm		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					XES32344-46
	4"	111mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					XES41143-46
		123mm		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			XES42344-48
	5"	111mm			<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			XES51145-48
		123mm					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		XES52347-49
6"	123mm						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	XES62348-50	

※フロントシート高設定51cm以上をご希望の場合は、お問合せ下さい。

リアシート高 : ホイールサイズにより、設定できる高さが異なります。

無料オプション

ホイールサイズ	リアシート高 (cm)															
	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50		
24"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	XES2437-49
25"		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	XES2538-50

リアシート高は、フロントシート高より0cm~11cm低い位置での設定となります。仕様によりご希望の設定にできない場合があります。

(1)ライトウェイトアダプター選択時のみ設定が可能です。

### シート

シート(座布)

XES020002	<input type="checkbox"/> ナイロン製張り調整+1ユーティリティバッグ	標準装備
XES020003	<input type="radio"/> ナイロン製張り調整+1ユーティリティバッグ、1カテールバッグ	シート幅34cmから ¥5,000
XES020004	<input type="radio"/> ナイロン製張り調整+2ユーティリティバッグ	シート幅34cmから ¥5,000
XES020000	<input type="checkbox"/> 座布なし	無料オプション


## バックレスト

高さ調整式バックレスト (cm)						無料オプション
右表よりバックレスト高を選択してください。 5cm以内での調整が可能です。	25-30	30-35	35-40	40-45	45-47.5	
	<input type="checkbox"/> 25	<input type="checkbox"/> 30	<input type="checkbox"/> 35	<input type="checkbox"/> 40	<input type="checkbox"/> 45	XESHA2525-4545
	<input type="checkbox"/> 27.5	<input type="checkbox"/> 32.5	<input type="checkbox"/> 37.5	<input type="checkbox"/> 42.5	<input type="checkbox"/> 47.5	XESHA2527-4547
	<input type="checkbox"/> 30	<input type="checkbox"/> 35	<input type="checkbox"/> 40	<input type="checkbox"/> 45		XESHA2530-4045

カーボンファイバーチューブ (cm) ※J3バック、デスクサイドガードとの併用不可						¥22,000
高さ固定です。 高さの調整はできません。	<input type="radio"/> 25	<input type="radio"/> 27.5	<input type="radio"/> 30	<input type="radio"/> 32.5		XESC25-325
	<input type="radio"/> 35	<input type="radio"/> 37.5	<input type="radio"/> 40	<input type="radio"/> 42.5		XESC35-425

XES030010	<input type="checkbox"/> 90° 固定式バックレストフレーム(角度調整不可、折りたたみ不可)	無料オプション
XES030029	<input type="checkbox"/> デスクサイドガードプレパレーション※下図参照 ※デスクサイドガードまたはパッド付きアームレストを使用する(もしくは今後使用する)場合は必ず選択してください。	無料オプション
XES030031	<input type="radio"/> 折りたたみ式バックレスト <sup>(1)</sup>	¥28,000
XES030012	<input type="radio"/> 角度調整式バックレストフレーム	¥28,000
XES030029	<input type="checkbox"/> デスクサイドガードプレパレーション※下図参照 ※デスクサイドガードまたはパッド付きアームレストを使用する(もしくは今後使用する)場合は必ず選択してください。	無料オプション
XES030031	<input type="radio"/> 折りたたみ式バックレスト <sup>(1)</sup>	¥28,000

(1) ※バックレスト高32.5cm以上、高さ固定バックレストとの併用不可。  
※高さ調整プッシュハンドル、JAYバックとの併用不可。4ページ目の表をご参照ください。



※画像は90° 固定式バックレストフレームです。

### プッシュハンドル

XES030200	<input type="checkbox"/> プッシュハンドルなし	無料オプション
XES030201	<input type="checkbox"/> プッシュハンドルロング	無料オプション
XES030203	<input type="checkbox"/> 折りたたみ式プッシュハンドル	バックレスト高32.5cm以上に取付け可 ¥15,000
XES030205	<input type="checkbox"/> JAY バック用高さ調整式プッシュハンドル	バックレスト高32.5cm以上に取付け可 ¥24,000
XES030204	<input type="checkbox"/> 高さ調整式プッシュハンドル	バックレスト高30cm以上に取付け可 ¥24,000

### 背布

XES030316	<input type="checkbox"/> EXO 張り調整背布(ポケット付き)ポリエステル素材、7mm厚インナー 色(ふち): <input type="checkbox"/> ブラック <input type="checkbox"/> オレンジ <input type="checkbox"/> シルバー <input type="checkbox"/> レッド <input type="checkbox"/> ブルー	無料オプション 無料オプション
XES030317	<input type="radio"/> EXO PRO 張り調整背布(ポケット付き)3DX/3メッシュ通気性素材、13mm厚インナー 色(ふち): <input type="checkbox"/> ブラック <input type="checkbox"/> オレンジ <input type="checkbox"/> シルバー <input type="checkbox"/> レッド <input type="checkbox"/> ブルー	¥14,000 無料オプション
XES0030300	<input type="checkbox"/> 背布無し	無料オプション

### バックレストアクセサリ

XES030402	<input type="radio"/> 折りたたみ式スタビライザーバー ※シート幅38cm以上に取付け可 ※固定式バックレストフレームには取付け不可	¥14,000
-----------	------------------------------------------------------------------------------------	---------

## 折りたたみ式バックレストマトリックス (cm)

		バックレスト高						
		32.5	35	37.5	40	42.5	45	47.5
背 高	32	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	34	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	36	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	38		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	40			✓	✓	✓	✓	✓
	42				✓	✓	✓	✓
	44				✓	✓	✓	✓
	46					✓	✓	✓
	48						✓	✓
	50							✓



- ✓ 前方に90° 倒れます
- ✓ 折りたたみ式プッシュハンドルと併用の場合、90° 未満の倒れ込み
- ✓ 90° 未満の倒れ込み
- ✓ 45° 未満の倒れ込み

### アームレスト / サイドガード

#### アームレスト

XES040005	<input type="radio"/> フリップアップ(デスクサイドガード一体型)	¥25,000
XES040001	<input type="radio"/> 高さ固定フリップアップ(デスクサイドガード一体型)(アームパッド25cm)	¥25,000
XES040002	<input type="radio"/> 高さ調整式フリップアップ(デスクサイドガード一体型)(アームパッド25cm)	¥33,000
XES040003	<input type="radio"/> 高さ固定フリップアップ(デスクサイドガード一体型)(アームパッド31cm)	¥25,000
XES040004	<input type="radio"/> 高さ調整式フリップアップ(デスクサイドガード一体型)(アームパッド31cm)	¥33,000
XES040050	<input type="radio"/> 高さ調整式シングルポスト(サイドガード一体型)(アームパッド25cm)	¥15,000
XES040051	<input type="radio"/> 高さ調整式シングルポスト(サイドガード一体型)(アームパッド31cm)	¥15,000
XES040052	<input type="radio"/> 高さ調整、奥行き調整式シングルポスト(サイドガード一体型)(アームパッド33cm)	¥28,000
XES040117	<input type="radio"/> パッド付きアームレスト(スイングアウェイ、チューブ形状)	¥15,000

#### アームレストアクセサリ

XES040020	<input type="checkbox"/> 頸髄損傷者用リリース式デスクタイプアームレスト(デスクサイドガード選択時のみ)	無料オプション
XES090011	<input type="radio"/> プッシュ・フィット・トレイテーブル(幅38-48cm)	¥33,000
	<input type="radio"/> スイングアウェイ・トレイテーブル(幅34-50cm)	¥33,000
	<input type="checkbox"/> 左側取付け(XES090012) <input type="checkbox"/> 右側取付け(XES090013)	

#### サイドガード

XES040107	<input type="radio"/> コンポジットサイドガード(ブラック)(高さ21cm、奥行き31cm)	¥11,000
XES040101	<input type="radio"/> カーボンファイバースリムサイドガード(ブラック)	¥11,000
XES040102	<input type="radio"/> アルミサイドガード(フレームカラーと同色)	¥18,000
XES040103	<input type="radio"/> フェンダー付きアルミサイドガード(フレームカラーと同色)	¥25,000
XES040104	<input type="radio"/> フェンダー付きカーボンファイバーサイドガード(ブラック)	¥33,000

### フットレスト

#### ハンガー

XES050008	<input type="checkbox"/> スイングアウェイハンガー(ペア)	標準
	<input type="checkbox"/> ハンガー角100° (XES050001) <input type="checkbox"/> ハンガー角110° (XES050002)	
	<input type="radio"/> スイングアウェイ・エレベータリング・ハンガー(0° ~90°)	(各) ¥12,000
	<input type="radio"/> 左(XES050009) <input type="radio"/> 右(XES050010) <input type="radio"/> ペア(XES050011)	(ペア) ¥23,000
	<input type="radio"/> アンピュティサポート	(各) ¥17,000
	<input type="radio"/> 左(XES050014) <input type="radio"/> 右(XES050013) <input type="radio"/> ペア(XES050012)	(ペア) ¥33,000

#### フットプレート

XES050020	<input type="radio"/> 左右独立型角度調整式コンポジットフットプレート(ヒールループ付き)(ブラック)(座幅38cm以上)	標準
XES050022	<input type="radio"/> 左右独立型角度調整式アルミフットプレート(ヒールループ付き)(フレームカラーと同色)	¥20,000

下腿長(cm) ※Lower leg length(LLL) ※フロントシート高より2.5cm以上短く設定してください

<input type="radio"/> 22	<input type="radio"/> 23	<input type="radio"/> 24	<input type="radio"/> 25	<input type="radio"/> 26	<input type="radio"/> 27	<input type="radio"/> 28	<input type="radio"/> 29	<input type="radio"/> 30	<input type="radio"/> 31	無料オプション
<input type="radio"/> 32	<input type="radio"/> 33	<input type="radio"/> 34	<input type="radio"/> 35	<input type="radio"/> 36	<input type="radio"/> 37	<input type="radio"/> 38	<input type="radio"/> 39	<input type="radio"/> 40	<input type="radio"/> 41	
<input type="radio"/> 42	<input type="radio"/> 43	<input type="radio"/> 44	<input type="radio"/> 45	<input type="radio"/> 46	<input type="radio"/> 47	<input type="radio"/> 48	<input type="radio"/> 49	<input type="radio"/> 50	XESLLL22-50	


アクスルプラグ重心位置 (cm) ※Center of Gravity (COG) (バックポスト前部からの距離となります)

標準アダプター (XES07070304-12)

○ 1 ○ 2 ○ 3 ○ 4 ○ 5 ○ 6 ○ 7 ○ 8 ○ 9

ライトウェイトアダプター (キャンバー角0° のみ) (XES07070107-13)

○ 4 ○ 5 ○ 6 ○ 7 ○ 8 ○ 9 ○ 10



無料オプション

無料オプション

アクスルプレート

XES010411	<input type="checkbox"/> アルミ・ロング (フル調整可能)	標準装備
XES010412	<input type="radio"/> アルミ・ショート (設定位置より1cm調整)	¥20,000



標準アダプター



ライトウェイト  
アダプター



アルミ・ロング



アルミ・ショート

## フレームアクセサリ

XES090016	<input type="radio"/> フレームプロテクション (ブラック)	¥6,000
XES090100	<input type="radio"/> 車載用金具	¥9,000
XES090010	<input type="radio"/> トランジットホイール	¥22,000
XES090050	<input type="radio"/> 転倒防止 (取付けタイプ) (ペア)	¥10,000
XES090004	<input type="radio"/> 転倒防止 (スイングアウェイタイプ) 左	¥13,000
XES090005	<input type="radio"/> 転倒防止 (スイングアウェイタイプ) 右	¥13,000
XES090006	<input type="radio"/> 転倒防止 (スイングアウェイタイプ) ペア	¥26,000
XES090001	<input type="radio"/> チップアシスト 左	¥6,000
XFF090002	<input type="radio"/> チップアシスト 右	¥6,000
XFF090003	<input type="radio"/> チップアシスト ペア	¥11,000
※転倒防止 (取付けタイプ) とチップアシストの併用はできません。どちらかひとつの選択となります。		
XES090009	<input type="radio"/> クラッチホルダー (チップアシスト選択時のみ)	¥4,000

## フォーク

XES080013	<input type="checkbox"/> Carbotecture <sup>®</sup> フォーク (ブラック) 色: <input type="radio"/> オレンジ <input type="radio"/> シルバー <input type="radio"/> レッド <sup>(※)</sup> <input type="radio"/> ブルー <sup>(※)</sup> XES080008O/S/R/B	標準装備 ¥5,000
※レッド及びブルーは、123mmフォーク選択時には不可となります。		

## キャスター

XES080301	<input type="checkbox"/> 標準ソリッドキャスター (リム: コンポジット/ブラック)	無料オプション
XES080302	<input type="checkbox"/> ソリッド (ソフト) キャスター (リム: コンポジット/ブラック)	5", 6" のみ 無料オプション
XES080303	<input type="radio"/> ライトアップソリッドキャスター (リム: コンポジット/ブラック)	3", 4", 5" のみ ¥6,000
XES080304	<input type="radio"/> アルミニウムリムソリッドキャスター (リム: アルミ/シルバー)	4", 5" のみ ¥8,000
XES080306	<input type="radio"/> アルミニウムリムソリッド (ソフト) キャスター (リム: アルミ/シルバー) 色: <input type="radio"/> ブラック <input type="radio"/> オレンジ <input type="radio"/> レッド <input type="radio"/> ブルー XES080306BK/O/R/B	4", 5" のみ ¥12,000 ¥5,000

## リアホイール

XES070000	<input type="checkbox"/> ホイールなし		無料オプション
XES070001	<input type="checkbox"/> ユニバーサル(36本クロススポーク/シルバー)	24"のみ	無料オプション
XES070002	<input type="checkbox"/> デザイン(36本ストレートスポーク/シルバー)	24"のみ	無料オプション
XES070003	<input type="checkbox"/> ライトウェイト(24本ストレートスポーク/シルバー)	カラーオプション(最終ページ)をご参照ください	無料オプション
XES070004	<input type="radio"/> プロトン(24本ストレートスポーク/シルバー)	耐荷重:100kg	¥30,000
XES070005	<input type="radio"/> Spinergy <sup>®</sup> (18本ストレートスポーク/ブラック)(ハブ:シルバー)		¥54,000
XES070006	<input type="radio"/> Spinergy <sup>®</sup> (12本ストレートスポーク/ブラック)(ハブ:シルバー)		¥76,000
XES070007	<input type="radio"/> Spinergy <sup>®</sup> (12本ストレートスポーク/ブラック)(ハブ:ブラック)		¥76,000
XES070008	<input type="radio"/> ドラムブレーキ付きホイール(36本クロススポーク/シルバー)	24"のみ	¥31,000
	プッシュハンドル、及び折りたたみ式プッシュハンドルの取付け不可。標準アダプター、0° 4° キャンパーのみ選択可。		
XES070009	<input type="radio"/> マウンテンバイクホイール(36本ストレートスポーク/シルバー)	24"のみ	¥28,000
XES070010	<input type="radio"/> 予備マウンテンバイクホイール	24"のみ	¥42,000
XES070150	<input type="checkbox"/> 標準クイックリリースアクスル		標準装備
XES070151	<input type="radio"/> 頰椎損傷者用クイックリリースアクスル		¥6,000

## タイヤ

XES070101	<input type="checkbox"/> シュワルベ ライトラン	24"のみ	無料オプション
XES070102	<input type="checkbox"/> ノーパンクタイヤ		無料オプション
XES070106	<input type="radio"/> シュワルベ ダウンタウン・ツググリップ	24"のみ	¥4,000
XES070107	<input type="radio"/> シュワルベ ワン		¥5,000
XES070104	<input type="radio"/> マラソンプラスエボリューション		¥5,000

## ハンドリム

XES070204	<input type="checkbox"/> ステンレス(シルバー)		無料オプション
XES070202	<input type="checkbox"/> アルミニウムアノダイズド(シルバー)		無料オプション
XES070201	<input type="checkbox"/> アルミニウムパウダーコーティング(クリア)		無料オプション
XES070203	<input type="radio"/> アルミニウムパウダーコーティング(カラー)	最終ページより色を選択してください。	¥6,000
XES070205	<input type="radio"/> チタン		¥20,000
XES070206	<input type="radio"/> チタンパウダーコーティング(クリア)		¥20,000
XES070207	<input type="radio"/> スーパーグリップ		¥28,000
XES070208	<input type="radio"/> マックスグリップ	24"のみ	¥37,000
XES070211	<input type="radio"/> サージLT		¥32,000

### ハンドリム取付け幅

XES070307	<input type="radio"/> スーパーナロー(7mm)	ステンレス(シルバー)及びサージのみ	¥11,000
XES070317	<input type="checkbox"/> ナロー(17mm)		標準装備
XES070317	<input type="checkbox"/> ワイド(27mm)		無料オプション

## ホイールキャンパー

<input type="checkbox"/> 0° XES070600	<input type="checkbox"/> 2° (※) XES070602	<input type="checkbox"/> 4° (※) XES070604	無料オプション
※ライトウェイトアクスルプラグ選択時は不可			

## スポークガード ※24"のみ。スピナジー選択時は不可

<input type="checkbox"/> 透明				¥16,000
<input type="checkbox"/> ローテーション	<input type="checkbox"/> グラフィック	<input type="checkbox"/> ビッポ	<input type="checkbox"/> ファンタジー	¥21,000
<input type="checkbox"/> ギャラクティカ	<input type="checkbox"/> チーズ	<input type="checkbox"/> プリンセス	<input type="checkbox"/> ダンシングベア	¥21,000
<input type="checkbox"/> ジャングルフィーバー	<input type="checkbox"/> ハッピーライオン	<input type="checkbox"/> ウォーターワールド	<input type="checkbox"/> ランドルフ	¥21,000
<input type="checkbox"/> モンキー	<input type="checkbox"/> パイレーツ	<input type="checkbox"/> 羽	<input type="checkbox"/> オリエンタル	¥21,000
<input type="checkbox"/> レース	<input type="checkbox"/> ダートレース	<input type="checkbox"/> スーパーヒーロー	<input type="checkbox"/> グラフィティ	¥21,000
<input type="checkbox"/> クロームホイール	<input type="checkbox"/> ホット	<input type="checkbox"/> バスケットボール	<input type="checkbox"/> バスケットボール2	¥21,000
<input type="checkbox"/> プール	<input type="checkbox"/> 水しぶき	<input type="checkbox"/> スペース	<input type="checkbox"/> シルク	¥21,000
<input type="checkbox"/> アブストラクト	<input type="checkbox"/> クリエイティブ	<input type="checkbox"/> タイガー	<input type="checkbox"/> ゼブラ	¥21,000

## ホイールロック

XES060001	<input type="checkbox"/> 標準ホイールロック	標準装備
XES060002	<input type="radio"/> ニーレバーホイールロック	¥6,000
XES060010	<input type="radio"/> ニーレバー用延長ハンドル	¥3,000
XES060003	<input type="radio"/> コンパクトホイールロック	¥6,000

## アクセサリ

XES090000	<input type="checkbox"/> ツールキット	標準装備
XES090025	<input type="checkbox"/> エアポンプ	¥2,000
XES090024	<input type="radio"/> 高圧ポンプ	¥7,000
XES090020	<input type="radio"/> ネットバッグ	¥3,000
XES090030	<input type="radio"/> バックパック	¥7,000
XES090019	<input type="radio"/> キャディ	※ハイマウント、オートフォルディングのフットプレート選択時は不可。 ¥10,000
XES090026	<input type="radio"/> 携帯入れ	¥3,000

## カラー（※ハブ/リムの塗装は、ユニバーサルホイール選択時のみとなります。）

	フレーム	ハンドリム	ハブ/リム	クロス チューブ
	無料	¥6,000	¥15,000	¥15,000
ホワイ	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
ブリリアントシルバー	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
マットシルバー	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
シルバー	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
サンイエロー	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
ブリリアントライム	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
マットライム	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
ブルー	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
ブリリアントマリーン	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
マットマリーン	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
ブリリアントパープル	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
マットパープル	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
レッドルビー	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
ブリリアントレッド	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
マットレッド	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
トゥッツィフルツィオオレンジ	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

	フレーム	ハンドリム	ハブ/リム	クロス チューブ
	無料	¥6,000	¥15,000	¥15,000
シルバーテクスチャー	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
グラファイトメタリック	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
プラチナメタリック	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
ブラック	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
マットブラック	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
シグナルホワイ	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
ピンク	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
ダークチョコレートメタリック	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
スカイブルー	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
シアンメタリック	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
マーズレッド(オレンジ)	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
カプチーノ	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
キウイ	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
フラミンゴグリッター	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
マットアンソラサイト	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
アズリブルー	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

## 24" ライトウェイト用アノダイズカラー(ハブ/リム)

XESANDOR	<input type="checkbox"/> オレンジ アノダイズド	¥15,000
XESANDBL	<input type="checkbox"/> ブルー アノダイズド	¥15,000
XESANDRD	<input type="checkbox"/> レッド アノダイズド	¥15,000

(注)製品の仕様や価格は予告なしに変更される事があります。最新の情報については(株)アクセスインターナショナルまでお問合せください。