

株式会社アクセスインターナショナル

東京本社: Tel 03-5856-9611 Fax 03-5856-9622 大阪営業所: Tel 072-223-1152 Fax 072-223-1154

注文日	ご購入者様名		
代理店様名	TEL	FAX	
ご購入者様施設/病院名		施設/病院担当者様名	

サルサM² Mini 電動C.O.G.ティルトパッケージ 978,000円

【基本仕様】

- | | | | |
|------------------|-----------------------|--|--------------|
| ・シート高44.5cm | ・36Ahバッテリー(2ヶ) | ・カーブヘッドレスト(8"x4.5"パッド) | ・時速: 6km/h |
| ・VR2 70Ahコントローラー | ・後輪 12.5"ノーパンクタイヤ | ・スイングアウェイ式ジョイスティックマウント | ・段差乗り上げ: 7cm |
| ・張り調整背布 | ・前後 7"ノーパンクキャスター | ・285x60mmパッド付フリップアップ高さ調整式アームレスト | |
| ・車載固定金具 | ・電動C.O.G.ティルト(0°~30°) | ・90°スイングアウェイハンガー & フリップアップフットプレート (下腿長16~26cm, 2.5cm刻みで設定可能) | |
| ・調整式ラップストラップベルト | ・充電器(アルプス計器) | | |

上記以外の選択肢は下記になります。

シユラウドカラー

- レッド(SAL140002) ブルー(SAL140003) マットブラック(SAL140004) ホワイト(SAL140001)

シート幅 / 奥行

シート幅 _____ cm (30cm~40cm, 2cm刻み)

シート奥行き _____ cm (30cm~40cm, 2cm刻み)

ティルト / リフト

- | | | |
|-----------|--|----------|
| SAL130004 | <input type="checkbox"/> 電動C.O.G.ティルト(0°~30°, シート高44.5cm) | 標準装備 |
| SAL130005 | <input type="checkbox"/> 電動C.O.G.マイナスティルト(-5°~25°, シート高47cm) | ¥17,000 |
| SAL130006 | <input type="checkbox"/> 追加電動リフト(30cm, シート高48cm) | ¥143,000 |

スイングアウト式ジョイスティックマウント取付け位置

- 右側 左側

リクライニング

- | | | |
|-----------|--|---------|
| SAL130018 | <input type="checkbox"/> 固定リクライニング(設定:-4°~16°, 3°刻み) | 標準装備 |
| | 設定: _____ ° (-4°~16°, 3°刻み) | |
| SAL130026 | <input type="checkbox"/> 追加電動リクライニング(0°~30°) | ¥56,000 |

後輪タイヤ

- | | | |
|-----------|---|------|
| SAL070054 | <input type="checkbox"/> 12.5" ノーパンクタイヤ | 標準装備 |
| SAL070055 | <input type="checkbox"/> 12.5" 空気入りタイヤ | 無料 |

レッグレスト&フットプレート

- | | | | |
|-----------|--|------------|---------|
| ZMM050062 | <input type="checkbox"/> 90°スイングアウェイハンガー & フリップアップフットプレート | 下腿長16~26cm | 標準装備 |
| B4M | <input type="checkbox"/> 70°スイングアウェイハンガー & 角度調整式フリップアップフットプレート | 下腿長34~48cm | 無料 |
| ZMM050112 | <input type="checkbox"/> センターマウント & フリップアップフットプレート(カフパッド付) ※マイナスティルト仕様にはつけられません。 | 下腿長14~36cm | 無料 |
| ZMM050016 | <input type="checkbox"/> 手動エレベーターハンガー & フリップアップフットプレート(カフストラップ付) | 下腿長16~26cm | ¥66,000 |
| ZMM050063 | <input type="checkbox"/> 90°スイングアウェイハンガー-用延長チューブ | ¥8,000 | |
| ZMM050064 | <input type="checkbox"/> 手動エレベーターハンガー-用延長チューブ | ¥8,000 | |

R-Net コントローラー(※電動機能が3つ以上の場合、R-Netの選択が必須となります)

- | | | | | | |
|-----------|---|---------|--------------------------------|--|----------|
| STR110018 | <input type="checkbox"/> R-Net コントローラー(カラーディスプレイなし) | ¥62,000 | STR110019 | <input type="checkbox"/> R-Net OMNI(パディボタン2ヶ, 取付けマウントが含まれます) | ¥147,000 |
| STR110017 | <input type="checkbox"/> R-Net 液晶カラーディスプレイコントローラー | ¥80,000 | <input type="checkbox"/> 右側取付け | <input type="checkbox"/> 左側取付け | |

コントローラーオプション

- STR110021 追加 介助者用コントローラー※ ¥60,000
※使用者用と介助者用のコントローラーが付属します。

オプションアクセサリ

- | | | | | | |
|-----------|--|---------|-----------|---------------------------------|---------|
| SAL090040 | <input type="checkbox"/> スイングアウェイ・トレイテーブル※ | ¥23,000 | SAZ090406 | <input type="checkbox"/> リアミラー | ¥6,000 |
| | ※シート幅34cm以下は特注となります、お問合せください。 | | QZMM0001 | <input type="checkbox"/> サイドガード | ¥11,000 |
| STR030409 | <input type="checkbox"/> カーブヘッドレスト(8"x4.5"パッド) | ¥23,000 | ZMM040009 | <input type="checkbox"/> 背布なし | 無料 |