



SALSA R²



ティルトタイプ
ティルト&リクライニングタイプ
公費対応型モデル

SALSA R²

アジャスタブル シーティングシステム

SALSA R² はアジャスタブル・シーティングシステムを採用する事により、パーツの交換や追加なくシートの幅や奥行き、バックサポートの高さや角度を簡単に変える事ができます。



コンフォートシート

SALSA R² は JAY[®] コンフォートをご用意。バックレストリクライニングは高さの調整が可能。クッションは取り外しが可能。除圧クッションとしてもお使いいただけます。



車いすの能力を高める。

インドアでも、アウトドアでも。

SALSA R² はインドア / アウトドア外問わず素晴らしいパフォーマンスを魅せてくれます。インドアでは、コンパクトなベースの実現により、テーブルやデスクへのエントリーも楽に。アウトドアでは、アジャスタブルホイールサスペンションとパワフルなモーターでいつでも快適なアクティブライドが楽しめます。車後方からの簡単なバッテリーアクセスでユーザーが座っている間にもバッテリーやドライブコントロールの交換もできます。

バッテリーとドライブコントロールの取り出しは後ろから。ユーザーが車いすから移乗する必要はありません。

60A バッテリー (標準)
70A バッテリー (オプション)

9" キャスター (標準)
10" キャスター (オプション)

12.5" キャスター (標準)
14" ホイール (オプション)



一体型 LED ライト
& ウィンカー (オプション)

4点留めタイ・ダウン
システム固定フック

アジャスタブル
ホイールサスペンション

スタイリッシュ・コンパクト
ベースは3種類のカラー
(ブルー、レッド、ホワイト)



個々のニーズにお応えできるよう

SALSA R² は多彩なオプションを取り揃えております。



ラテラルサポート

-5° ~ 30° のリクライニングを提供します。(追加パーツが必要な場合もあります。)



高機能

電動エレベータリング レッグレスト

多関節構造による電動エレベータリングレッグレストのアドバンスモデル。
(通常の電動エレベータリングレッグレストもございます。)



カーブクライマー

乗り越えられない段差もカーブクライマーがあれば大丈夫。(10 cmまで)



フリップアップ トレイテーブル

ユーザーのワークスペースや上肢を安定させるために欠かせないトレイテーブル。ジョイスティックをトレイテーブルの中央に取り付けるセンターマウントも可能。



ライト&ウインカー

暗闇での走行時に欠かせないアイテム



介助者用コントローラー

走行、アクチュエーター、スピードのコントロールが介護者の手元のジョイスティックで可能です。



クラッチホルダー



サイドミラー







Technical Data

耐荷重：	140 kg	バッテリー：	60A
ホイール：	12½" ノビーホイール	フットレスト：	70° フットレスト
キャスター：	9" ソリッドキャスター	フットプレート：	アルミニウム角度調整式
シート幅：	41 cm	最少旋回半径：	85 cm
シート奥行：	41 cm	アームレスト：	高さ調整式フリップアップ
最高速度：	6 km/h	カラーセレクション：	3色(レッド・ブルー・ホワイト)
バックレスト：	背張り調整式	車載固定用フック：	4点固定金具
電動ユニット：	VR-2(70A)	ヘッドレスト	プッシュハンドル取付け型

ティルト仕様



ティルト & リクライニング仕様



ACCESS
international

株式会社
アクセスインターナショナル

URL: <http://www.accessint.co.jp>
E-Mail: info@accessint.co.jp

- 東京本社： 〒123-0871 東京都足立区椿 1-1-12
Tel: 03-5856-9611 Fax: 03-5856-9622
- 大阪営業所： 〒590-0982 大阪府堺市堺区海山町 4-163-11
Tel: 072-223-1152 Fax: 072-223-1154

販売店